

QUANTUM® 4FRONT²



De **4FRONT 2** is de nieuwe generatie van ons 4Front model. Nieuwe Smart Traction Control (STC), samen met de SRS (Smooth Ride Suspension), zorgen voor stabiliteit zodat obstakels zonder problemen kunnen worden genomen. Andere nieuwe functies zijn onder meer 4-polige motoren en opnieuw ontworpen zwenkwielarmen voor verbeterde duurzaamheid, strakker ontwerp, en een lichter gewicht.



Met ongeëvenaarde
koersvastheid



QUANTUM®

#1 FOR REHAB POWER

  | [quantumrehab.nl](https://www.quantumrehab.nl)

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" flat free of luchtbanden
ZWENKWIELEN	9" flat free
ANTI-KIEP WIELEN	4"
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 10,6 km/h
BODEMVRIJHEID	48 mm
DRAAICIRKEL ²	658 mm
LENGTE ²	1014 mm
BREEDTE	616 mm
AFMETINGEN ZITSYSTEEM	
TRU-BALANCE ³	Breedte: 305 - 610 mm Diepte: 305 - 610 mm
HOOGTE ZITTING TOT GROND ^{5,6,7}	420 mm (Laag) 445 mm (Middel) 470 mm (Hoog)
HANDMATIGE RUGVERSTELLING	
HANDMATIGE RUGVERSTELLING	Ja
ACCU'S ³	Twee 12 volt, deep-cycle 62 of 75 Ah
ACCU GEWICHT ⁴	62 Ah: 18,7 kg 75 Ah: 24,4 kg
ACCULADER	8 Amp, extern
BESTURINGSSYSTEEM	Q-Logic 3
AANDRIJVING	4-pole motor
MAX BELASTINGSGEWICHT ³	136 kg
GEWICHT BASIS	59 kg
BEREIK PER LAADBEURT ¹	Tot 27 km

1. Snelheid hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu's en de bandendruk
2. Zonder beensteunen
3. Hangt af van het gekozen zitsysteem en opties
4. Accugewicht kan +/- 1,4 kg variëren
5. Gemeten met een onbelaste rolstoel
6. Kantelen of lift voegt 35 mm toe
7. Gemeten zonder zitkussen

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle accu's hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu's en de bandendruk.



Pride Mobility Products BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 · Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.nl · info@prideeurope.nl

Kenmerken

- 4-polige motoren
- Smart Traction Control (STC)
- Superieure, automotive-grade SRS (Smooth Ride Suspension)
- Ongeëvenaarde rijprestaties en rijkwaliteit
- Opnieuw ontworpen zwenkwielarmen voor verbeterde duurzaamheid
- Verhoogde snelheden tot 10,6 km/h
- LED voor- en achterspatbordverlichting Quiet ride-technologie
- Optionele 245 mm elektrisch verstelbare veilige stoelverhoging bij snelheden tot 5,6 km/h



Kleuren



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

NL-SSQ0013/REV0/04APR22