

EDGE 3 *Stretto*



De **Q6 EDGE 3 STRETTO** heeft een smalle basis wat hem extra compact maakt. Ondanks de compacte maatvoering zijn de motoren en vering op het niveau van een volwaardige buitenrolstoel. Het beste van twee werelden! De Stretto is verkrijgbaar met 12,5" of 14" aandrijfwielen en optioneel met iLevel elektrisch verstelbare zithoogte.



Een van de
smalste modellen
op de markt



QUANTUM[®]

#1 FOR REHAB POWER



| quantumrehab.nl

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" of 12,5" luchtbanden of massief
ZWENKWIELEN	Voor: 5" massief Achter: 6" massief
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 10 km/h
BODEMVRIJHEID	74 mm
DRAAICIRKEL ²	533 mm
LENGTE ²	826 mm
BREEDTE	530 mm met 12,5" aandrijfwielen 552 mm met 14" aandrijfwielen

AFMETINGEN ZITSYSTEMEN

Synergy TRU-Balance 3 Statische Zitting	Breedte: 305 mm - 508 mm Diepte: 305 mm - 508 mm
TRU-Balance 3 Elektrische Kanteling	Breedte: 305 mm - 508 mm Diepte: 305 mm - 508 mm
TRU-Balance 3 Kanteling en iLevel	Breedte: 305 mm - 508 mm Diepte: 305 mm - 508 mm
TRU-Balance Flex Zitsysteem	Breedte: 381 mm - 508 mm Diepte: 381 mm - 508 mm

ZITHOOGTE TOT GROND¹⁰

Synergy TRU-Balance 3 Statische Zitting ⁵	406 mm - 457 mm
TRU-Balance 3 Elektrische Kanteling ⁵	445 mm - 495 mm
TRU-Balance 3 Kanteling en iLevel ⁵	445 mm - 495 mm
TRU-Balance Flex Zitsysteem	419 mm - 464 mm

HANDMATIGE RUGVERSTELLING ⁶	Ja (alleen met TRU-Balance Flex)
ACCU'S ³	2x 55, 62, of 75 Ah
ACCU GEWICHT (per stuk) ⁷	40 Ah: 12,5 kg, 55 Ah: 17 kg, 62 Ah: 18,7 kg
ACCULADER	8 Amp, extern
BESCHIKBAAR BESTURINGSSYSTEEM ⁷	Q-Logic
AANDRIJVING	2-Pole, Mid-Wheel ⁶
MAXIMUM GEBRUIKERSGEWICHT ⁴	136 kg
GEWICHT BASIS	57,2 kg (exclusief accu's)

- Snelheid hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu's en de bandendruk.
- Zonder beensteunen.
- Gewichtscapaciteit hangt af van het gekozen zitsysteem.
- Alle afmetingen +/- 3 mm.
- Draagvermogen en massieve banden (10 mm extra bij luchtbanden). Breedtes kunnen zitting-tot-grond hoogtes doen toenemen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie. Genoemde afmetingen gelden voor laagste positie; hefsysteem niet inbegrepen tenzij gespecificeerd.
- Maximale afmetingen van de Handmatige kanteling hangen af van de basis en het zitsysteem.
- Accugewicht kan +/- 1,4 kg variëren.
- Alle Quantum Rehab modellen kunnen besteld worden met speciale bediening.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle accu's hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu's en de bandendruk.

Kenmerken

- Smooth Ride Suspension
- Spatbordverlichting en USB lader
- Kleurkappen op de 14" wielen*
- 17 opvallende kleuropties

* Bij de 12,5" wielen is deze optie niet beschikbaar


Opties

- iLevel beschikbaar met tot wel 305 mm elektrisch verstelbare zithoogte tijdens bewegen op loopsnelheid (tot 7,2 km/h)
- TRU-Balance 3 zitsysteem
- Q-Logic 3 EX besturingssysteem
- Trilogy or compact vent tray



Kleuren*

* Zie website voor de volledige lijst met kleuren



Pride Mobility Products BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 · Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.nl · info@prideeurope.nl



NL_SSQ0005/REVC/22OCT2021