

Q6 edge[®] HD





Met krachtige 4-polige motoren, een verhoogde gewichtscapaciteit, midwielaandrijving en ATX Suspension, is de **Q6 EDGE HD** ontworpen om te voldoen aan de prestatiebehoeften van de meest veeleisende gebruiker. De Q6 Edge HD biedt een compleet assortiment zit- en elektronica-opties en is verkrijgbaar met iLevel-technologie.



QUANTUM[®]

#1 FOR REHAB POWER

  | [quantumrehab.nl](https://www.quantumrehab.nl)

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" luchtbanden of flat free banden, ook verkrijgbaar als extra brede hoogprofielbanden
ZWENKWIELEN	6" flat free banden
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 7,6 km/h
BODEMVRIJHEID	76 mm
DRAAICIRKEL ²	502 mm
LENGTE ²	904 mm
BREEDTE	667 mm
AFMETINGEN ZITSYSTEEM	
TRU-BALANCE ^{3 12}	Breedte: 406 - 711 mm Diepte: 406 - 711 mm
HOOGTE ZITTING TOT GROND ^{9,10,11}	420 mm (Laag) 445 mm (Middel) 470 mm (Hoog)
ACCU'S ^{3,4}	Twee 12 volt, deep-cycle 62 of 75 Ah
ACCUGEWICHT ⁷	62 Ah: 18,7 kg 75 Ah: 24,4 kg
BESCHIKBARE BESTURINGSSYSTEMEN ⁶	Q-Logic
ACCULADER	8 Amp, extern
AANDRIJVING	4-pole, 7,6 km/h
MAX. BELASTINGSGEWICHT ^{5,8}	204 kg
GEWICHT BASIS	65 kg

1. Snelheid hangt af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu's en de bandendruk
2. Zonder beensteunen
3. AGM of Gel-Cell type
4. Accucapaciteit hangt af van het gekozen zitsysteem en opties
5. Belastingcapaciteit hangt af van het gekozen zitsysteem en opties
6. Alle Quantum Rehab eenheden kunnen besteld worden met speciale bediening
7. Accu gewicht kan +/- 1,4 kg verschillen afhankelijk van de fabrikant
8. De maximum belasting met iLevel is gereduceerd naar 181 kg
9. De zittinghoogte is gemeten met een onbelaste rolstoel
10. Kantelen of lift voegt 35 mm toe
11. Afmetingen zonder zitkussen
12. Modellen met een zitting groter dan 635 mm zijn niet geschikt voor iLevel

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle accu's hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu en de bandendruk.

Kenmerken

- Mid-Wheel 6 zorgt voor zes wielen op de grond voor maximale stabiliteit
- De low impact OMNI-Casters (nylon, bolvormige zwenkwielen) aan zowel de voor- als achterkant voor zorgen voor extra stabiliteit
- ATX Suspension (Active-Trac met extra stabiliteit) werkt samen met de OMNI-Casters voor verhoogde prestaties op een meer gevarieerd terrein
- Met de optionele elektrisch verstelbare zithoogte is het mogelijk om de zithoogte te verhogen naar maar liefst 254 mm. Met geactiveerde iLevel kan 5,6 km/h worden gereden.
- LED verlichting

Kleuren



Pride Mobility Products BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 · Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.eu · info@prideeurope.nl



NL_SSQ0006/REVC/01APR22