

Q6 edge Z



De Q6 Edge Z maakt gebruik van krachtige 4-polige motoren voor maximaal vermogen en midwielaandrijving (Mid-Wheel 6) voor indrukwekkende buitenprestaties en nauwkeurige manoeuvreerbaarheid binnenshuis. De Q6 Edge Z is geschikt voor een breed scala aan exclusieve zit- en elektronica-opties voor ongeëvenaarde aanpassings- en revalidatiemogelijkheden.



QUANTUM[®]

#1 FOR REHAB POWER

f | quantumrehab.nl

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" luchtbanden of flat free banden, ook verkrijgbaar als extra brede hoogprofielbanden
ZWENKWIELEN	6" flat free banden
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 10 km/h 12,8 km/h optioneel
BODEMVRIJHEID ²	76 mm
DRAAICIRKEL ²	502 mm
LENGTE ^{2,6}	667 mm
BREEDTE ^{2,6}	904 mm
SEATING SIZES	
SEATING SIZES ⁵	Width: 305 - 610 mm Depth: 305 - 610 mm
SEAT TO FLOOR HEIGHT ^{5,8,9,10}	420 mm (Low) 445 mm (Middle) 470 mm (High)
ACCU'S ³	Twee 12 volt, deep-cycle 62 of 75 Ah
ACCUGEWICHT ⁵	62 Ah: 18,7 kg 75 Ah: 24,4 kg
ACCULADER	8-Amp, extern
BESTURINGSSYSTEMEN	Q-Logic
AANDRIJVING	2 motoren, Mid-wheel-6 drive
MAXIMAAL BELASTINGSGEWICHT	136 kg
GEWICHT BASIS	65 kg

- Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accu capaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.
- Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.
- AGM- of gelcetype vereist. Zie "Accu's en het laden".
- Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- Gewicht van de accu's kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.
- De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle accu's hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu en de bandendruk.

Kenmerken

- Mid-Wheel 6 zorgt voor zes wielen op de grond voor maximale stabiliteit
- Geschikt voor TRU-Balance 3 HD Power Positioning
- Standaard LED spatbordverlichting
- Low impact OMNI-Casters (nylon, bolvormige zwenkwieken) aan zowel de voor- als achterkant voor zorgen voor extra stabiliteit
- ATX Suspension (Active-Trac met extra stabiliteit) werkt samen met de OMNI-Casters voor verhoogde prestaties op een meer gevarieerd terrein

Kleuren



Pride Mobility Products BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 · Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.nl · info@prideeurope.nl



NL_SSQ0007/REVB/01APR22