

SPARKY





De Sparky is ontworpen om optimaal vermogen te leveren in een compacte, veilige en krachtige uitvoering speciaal voor kinderen. De Sparky is speciaal ontworpen om te werken in krappe ruimtes en om te voldoen aan de wensen van zelfs het meest actieve kind. Met zijn uitzonderlijke pasvorm past de Sparky zowel op de speelplaats als de klas en daarbuiten.



QUANTUM®

#1 FOR REHAB POWER

  | quantumrehab.nl

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	12" luchtbanden
ZWENKWIELEN	8" luchtbanden
ANTI-KIEP WIELEN	3" massief
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 10 km/u
BODEMVRIJHEID	95 mm
DRAAICIRKEL ²	743 mm
LENGTE ^{2,5}	95 mm
BREEDTE ^{2,5}	610 mm
STANDAARD STOEL	Type: Sling Max afmetingen: 355 x 355 mm
ACCU'S ³	(2) 12 volt diepe ontlading 40 Ah
GEWICHT ACCU'S ⁴	10,7 kg per stuk
BESCHIKBAAR BESTURINGSSYSTEEM	VR2 controller
ACCULADER	5-amp, extern
BEREIK PER LAADBEURT	Tot 25 km
VERING	Achter
REMSYSTEEM	Intelligent remsysteem (elektronisch aangedreven schijf parkeerrem)
AANDRIJVING	Twee motoren, achterwielaandrijving
MAX. BELASTING	56,7 kg
GEWICHT BASIS	59,2 kg (zonder accu's)

Kenmerken

- Volledig aanpasbare stoel - 250 mm x 250 mm tot 355 x 355 mm
- PG VR2 Besturingssysteem
- Elektrisch verstelbare kanteling
- Gewichtscapaciteit tot 56,7 kg
- Maximum snelheid tot 10 km/u
- Standaard Swing-away voetsteunen

Opties

- Beensteunen handmatig te verstellen
- Hoofdsteun
- Q-Logic besturingssysteem
- Begeleidersbesturing

Kleuren



White
Satin

1. Hangt af van het basis model, gewicht van de gebruiker, ondergrond, de gesteldheid van de accu's, de motoren, het type besturingssysteem, bandensoort en de conditie van de banden. Deze specificatie kan verschillen met +10%, -5%.
2. Door fabrieksinstellingen en voortdurende productverbeteringen kan deze specificatie verschillen met +10%, -5%.
3. AGM of Gel-Cell type verplicht. Zie VI. "Batteries and Charging."
4. Accugewicht kan verschillen gebaseerd op de fabrikant.
5. Maten zijn alleen voor de basis. Totale maten hangen af van de gekozen zittingen en accessoires.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle accu's hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu en de bandendruk.



Pride Mobility Products BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.nl • info@prideeurope.nl

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

NL_SSQ0011/REVA/01DEC2020